



LYNETTE

Кондиционер для текстильных изделий (стирка и аквачистка)
гипоаллергенный



LYNETTE SPRING

Кондиционер для текстильных изделий (стирка и аквачистка)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Предназначены для обработки тканей, придания им мягкости, антистатического эффекта, легкого глаженья и свежести. Позволяют достигать такой мягкости текстиля, которая необходима даже для самых взыскательных клиентов.
- *Очень экономичны*, подходят для систем автоматического дозирования.
- Не содержат пленкообразующих компонентов (на основе силиконов) и не закрывают поры изделия.
- Полностью соответствуют всем экологическим нормам. Не содержат труднорастворимых ПАВ и других запрещенных компонентов в РФ и ЕС.
- Возможно использование совместно с PLEX® Lavaclean Apret.
- **Позволяют решать проблему разбивания пуха** в сложных случаях (после домашней стирки, после стирки неправильными моющими средствами).

LYNETTE (Синий цвет) - обладает средней субстантивностью запаха, гипоаллергенный.

LYNETTE SPRING (Белый (молочный) цвет) - обладает низкой субстантивностью запаха.

Изготовлены в соответствии с ТУ № 2382-009-68156989-2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАТЕРИАЛАМИ: подходит для всех типов изделий.

СОСТАВ: КПАВ (15-30%), НПАВ (менее 5%), краситель, отдушка, консервант, вода.

СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Цель	Загрузка (мл средства на 1 кг белья)	Температурный режим (°C)
Антистатическая обработка с приданием мягкости и легкости последующего глаженья	1,0-2,0 ПРАЧЕЧНАЯ 2,0-4,0 АКВАЧИСТКА	Холодная вода (рекомендуемая t:- 25°C)
<i>Решение проблем разбивания пуха в пуховиках</i>		
После домашней стирки	1 цикл - полоскание без подачи средства, t вода не менее 30°C; 2 цикл - полоскание со средством PLEX® Lynette (10,0-15,0 мл/кг), t вода не менее 30°C; 3 цикл - сушка не менее 1 часа; При неудаче повторить еще 1 раз	
Сложные случаи	1 цикл - стирка в 1 ванну с PLEX® Emily (10 мл/кг загрузки), температура от 30 до 40°C, 2 цикл - полоскание со средством PLEX® Lynette (10,0-15,0 мл/кг), t воды не менее 30°C 3 цикл - сушка (до полного разбивания)	